

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Es un tensiómetro manual + estetoscopio dúplex de doble campana.
- ✓ Es un dispositivo utilizado por profesionales de la salud y también en el hogar para monitorear la presión arterial sistólica y diastólica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Manómetro de aluminio.
- ✓ Cámara de látex de doble tubo.
- ✓ Brazalete adulto de nailon.
- ✓ Llave de calibración incluida.
- ✓ Memoria membrana de 4.7cm de diámetro.
- ✓ Bolsa de nailon con cierre.
- ✓ Campana doble de aluminio y anodizada.
- ✓ Tubo estándar de PVC.
- ✓ Diámetro de manómetro: 5.0cm.
- ✓ Rango de medición: 0 a 300 mmHg.
- ✓ Graduación de escala: 2mmHg.
- ✓ Precisión: +/- 3mmHg.
- ✓ Material de pera de aire: PVC válvula básica de aire.
- ✓ Condición de operación de temperatura: - 20°C a 70°C.
- ✓ Humedad: 20% a 85%.
- ✓ Colores: Negro, Gris, Fucsia, Morado.

Accesorios:

- ✓ 1 tensiómetro aneroide.
- ✓ 1 estetoscopio de doble campana.
- ✓ 1 estuche de nailon.
- ✓ 1 par de olivas de repuesto.

