

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El tensiómetro digital de brazo Alphagomed U80EH sirve para medir de forma automática la presión arterial y la frecuencia del pulso en casa. Es una herramienta útil para el monitoreo constante de la salud cardiovascular, ayudando a detectar y controlar la presión arterial alta o baja y posibles irregularidades en el ritmo cardíaco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Apagado automático en 3 minutos.
- ✓ Peso de la unidad principal: aprox. 219
- ✓ Tamaño del dispositivo principal: 132 x 100 x 45 mm.
- ✓ Métodos de medición: método oscilo métrico.
- ✓ Pantalla LCD.
- ✓ Localización de medición: brazo.
- ✓ Presión: indicador de 3 dígitos de mmHg.
- ✓ Pulso: 3 dígitos.
- ✓ Símbolo: memoria, latido de corazón, batería de memoria débil.
- ✓ Función de memoria: 2 x 90 establece la memoria de los valores de medición.
- ✓ Fuente de energía: 4 pilas alcalinas AA DC. 6 V o fuente de alimentación.
- ✓ Incluye manual.

