

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Con este tensiómetro digital con voz inteligente de brazo tendrás la libertad de tomar tu presión arterial por tu propia cuenta, con autonomía, facilidad y alta precisión clínica.
- ✓ Este tensiómetro semiautomático funciona mediante la técnica de inflado manual y desinflado automático.
- ✓ Con este monitor de presión arterial, podrás tomar los valores de la presión máxima y mínima en la comodidad de tu hogar.
- ✓ Incluye un indicador de movimiento corporal con el que podrás evitar los errores comunes que se producen a la hora de medir la tensión arterial. De esta forma, podrás minimizar fallos a la hora de realizar la medición.
- ✓ Debido a su tamaño y bajo peso, podrás usarlo sin complicaciones y trasladarlo a donde quieras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Detector de mal funcionamiento en los latidos.
- ✓ Pantalla LCD.
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Un solo botón hace todo el examen.
- ✓ Apagado automático después de un minuto.
- ✓ Modo de ahorro de pilas.
- ✓ Se puede utilizar con el cable USB.
- ✓ Presión: $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kPa}$).
- ✓ Pulso: en $\pm 5\%$.
- ✓ Caja Tensiómetro: 11.5 cm x 9.6 cm x 8cm.

**INCLUYE:**

- ✓ 01 tensiómetro.
- ✓ Brazalete.
- ✓ Cable USB.
- ✓ Manual de usuario.