

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Este tensiómetro digital de brazo sirve para medir la presión arterial de forma automática y sencilla, siendo una herramienta clave para detectar y monitorear la hipertensión o hipotensión, permitiendo llevar un registro de los valores desde el hogar.
- ✓ Se coloca un brazalete en el brazo o muñeca y, tras presionar un botón, el dispositivo muestra la presión sistólica y diastólica, así como el pulso, facilitando el control de la salud cardiovascular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ **Modo de visualización:** Pantalla digital.
- ✓ **Modo de medición:** Método oscilo gráfico.
- ✓ **Rango de medición:**
Valor de presión: 0-295mmHg (0kPa-3kPa).
Frecuencia de pulso: 40~199 latidos/min.
- ✓ **Precisión de la medición estática:**
Valor de presión: ± 0.4 kPa (± 3 mmHg).
Frecuencia de pulso: $\pm 5\%$ del valor leído.
- ✓ **Almacenamiento de memoria:** 120 para c/u de 2 usuarios.
- ✓ **Brazalete:** Tipo brazalete de brazo superior.
- ✓ **Condiciones ambientales de funcionamiento:**
5°C a 40°C; 15% a 85% H.R.; 70kPa a 106kPa.
- ✓ **Condiciones ambientales de transporte y almacenamiento:**
-20°C a 55°C; 10% a 93% H.R.; 70kPa a 106kPa.

**ACCESORIOS:**

- ✓ Brazalete.
- ✓ Manual de usuario.
- ✓ Bolsa de almacenamiento.
- ✓ 4 pilas AAA.
- ✓ Cable para cargar.