

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Escala de medición tipo reloj.
- ✓ Carcasa extremadamente robusta de plástico ABS.
- ✓ Amplia canastilla en la parte posterior para almacenar los tubos y el brazalete.
- ✓ Pera de insuflación de látex.
- ✓ Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina.
- ✓ Micro filtro para protección de la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- ✓ Incluye un brazalete de nylon con cierre de velcro.
- ✓ Blader (bolsa interna del brazalete) elaborado en látex, con sistema de doble tubo.
- ✓ Membrana muy resistente a sobrepresiones.
- ✓ Mecanismo de precisión montado sobre un puente metálico garantizando la posición de la aguja en cero.
- ✓ Tubo espiral extensible hasta 3 metros.
- ✓ Unión del tubo mediante un tornillo para cambio rápido de los brazaletes.
- ✓ Tiene una base con cinco ruedas para mantener el equipo en equilibrio en cualquier situación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Escala de medición de 0 a 300 mmHg.
- ✓ Dimensiones del cabezal: 147,2mm (diámetro).
- ✓ Error máximo: +/- 3 mmHg.
- ✓ Máxima presión: 600 mmHg.
- ✓ Diámetro de la base rodable: 55cm.
- ✓ Altura regulable: desde 86cm a 112cm.
- ✓ Dimensiones del brazalete adulto: 54.5cm x 14.5cm (largo x ancho).
- ✓ Nombre comercial: Tensiómetro rodable.

