

TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS DE 18 LITROS



MARCA: ETIMSA

MODELO: HTML-1018

PROCEDENCIA: CHINA



CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
Aplicación	La medicina, la vacuna, el almacenamiento y el transporte de sangre.
Material Principal	PP, Aislamiento: espuma PU, PP
Fuente fría	Ladrillo de hielo: 12 pcs, HTBH165 compresas de hielo.
Vida fría	La temperatura ambiente: no superior a 30° C, mantenga los artículos interior a 2°C a 8°C por 26 a 30 horas
La dimensión	La dimensión exterior: 43*28*32 cm. Dimensión interna: el 36*21*25 cm.
La capacidad	La capacidad de vacío: 18 L. Capacidad de carga: 12 L.
Descripción	Cajas de cadena de frío, especialmente diseñadas para mantener las temperaturas dentro de los límites esenciales de temperatura segura sin electricidad durante el transporte o uso para: Vacunas, sanguíneas, veterinarias, de laboratorio, biofarmacéuticas, ciencias de la vida y otros productos médicos Productos IVD y especímenes biológicos Servicio Nacional de Salud, OMS, UNICEF, Agencias de Trasplante de Sangre y Tejidos Alimentos, bebidas y productos lácteos frescos seleccionados



1. Empty box



2. Liner



3. Hard Ice Gels Packs



4. Temperature Display