

TERMÓMETRO DIGITAL MODELO SH-144

MARCA: BOECO

DESCRIPCIÓN

El termómetro digital modelo SH-144 BOECO es un termómetro diseñado para el control preciso de temperatura en cadena de frío, así como para uso ambiental y de laboratorio. Permite monitorear temperaturas de forma confiable, siendo ideal para refrigeradores, congeladores y entornos donde el control térmico es crítico.

Asimismo, el termómetro digital SH-144 BOECO está diseñado para garantizar un monitoreo constante en aplicaciones como medicamentos, alimentos y procesos de laboratorio, asegurando estabilidad y confiabilidad en la medición de temperatura.



CARACTERÍSTICAS

- Medición de temperatura interna y externa.
- Selección de unidades °C / °F.
- Memoria de valores máximo y mínimo.
- Alarma programable de alta y baja temperatura.
- Sensor externo con cable resistente a la humedad.
- Pantalla LCD de gran tamaño y alta visibilidad.
- Soporte con imán y opción de montaje en pared.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición	-50 °C a +70 °C / -58 °F a +158 °F
Resolución	0.1 °C
Precisión	±1 °C (típica)
Longitud del cable del sensor	aprox. 2 m
Alimentación	1 batería AAA de 1.5 V
Dimensiones	60 × 60 × 12 mm
Peso aproximado	200 g

APLICACIONES

-  Refrigeradores y congeladores
-  Medicamentos y vacunas
-  Laboratorios y procesos de control térmico



MEDICIÓN CONFIABLE
Y PRECISA



IDEAL PARA CADENA
DE FRÍO Y LABORATORIO



FÁCIL INSTALACIÓN
Y USO