

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Termómetro infrarrojo digital, ideal para la medición de temperatura corporal sin contacto, previniendo cualquier tipo de contagio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Tamaño: 88*46*174mm.
- ✓ Peso: 130g.
- ✓ Ahorro de energía: Cuando no esté en uso por más de 20 segundos.
- ✓ Consumo de energía: DC3V.
- ✓ Baterías: 2*AAA (No incluidas).
- ✓ Temperatura de medición en cuerpo: 32°C – 42.9°C.
- ✓ Temperatura de medición en objetos: 5°C – 80°C.
- ✓ Alarma en medición de temperatura: 38°C.
- ✓ Precisión de medición:
 - ✓ 32°C ~ 34.9°C ±0.3°C.
 - ✓ 35°C ~ 42°C ±0.2°C.
 - ✓ 42.1°C ~ 42.9°C ±0.3°C.

