

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Un termómetro digital sirve para medir la temperatura corporal de forma rápida, segura y precisa utilizando sensores electrónicos.
- ✓ Es la alternativa moderna y segura al termómetro de mercurio, ideal para detectar fiebre en axilas, boca o recto sin riesgo de intoxicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Consumo de energía: 0.1 Mw.
- ✓ Unidad de detección: Termistor.
- ✓ Visualización de temperatura: Pantalla de 3 dígitos, °C (°F) en incrementos de 0.1 grado.
- ✓ Precisión de la medición: ± 0.1 °C (de 32.0 a 42.0 °C) ± 0.2 °F (de 89.6 a 107.6 °F) (cuando la medición se realiza en una temperatura ambiente estándar de 23 °C (73.4 °F) en un tanque para pruebas a una temperatura constante).
- ✓ Rango de medición: 32.0 a 42.0 °C (89.6 a 107.6 °F).
- ✓ Temp. y humedad del entorno de uso: Temperatura circundante de + 5 a + 40 °C (+ 50 a + 104 °F)
- ✓ Humedad relativa de 15 a 93 %.
- ✓ RH Temp. y humedad del entorno de almacenamiento: Temperatura ambiente de - 20 a + 60 °C (4 a +140 °F) (para la unidad), - 20 a + 55 °C (4 a + 131 °F) (para el embalaje), humedad relativa (HR) de 10 a 95 %.
- ✓ Peso: Aproximadamente 12 g (con pila instalada).
- ✓ Alarma auditiva: El sonido de aviso integrado al termómetro le indica cuando la medición de temperatura ha terminado.
- ✓ Memoria: La última medición puede ser visualizada posteriormente para su confirmación.

DIAGNÓSTICO

TERMOMETRO DIGITAL

MARCA: OMRON MODELO: MC-246



PROCEDENCIA: CHINA



GARANTÍA 1 AÑO