

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El termómetro electrónico puede tomar la temperatura sin tocar la piel.
- ✓ El termómetro electrónico sin contacto puede medir la temperatura corporal en 1 segundo.
- ✓ Evita infecciones cruzadas.
- ✓ El producto debe ser colocado en el entorno de prueba durante 20 minutos.
- ✓ Colocar el termómetro a 1 cm - 5 cm del centro de la frente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Resolución de pantalla: 0.1°C.
- ✓ Precisión: Modo temperatura 32°C~42.5°C.
- ✓ Rango de medición: 32°C~34.9°C $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, 35°C~42°C $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, 42°C~42.5°C $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Distancia de medición: 1cm~5cm.
- ✓ Rango de temperatura: 10°C~40°C.
- ✓ Humedad relativa: $\leq 85\%$.
- ✓ Alimentación: Batería DC9V.
- ✓ Apagado automático: 10s.
- ✓ Tamaño: 100mm x 46mm x 160mm.
- ✓ Peso: 136g (sin batería).

