

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Tijera de trauma o corta todo, tijera universal para uso en trauma, diseñada para cortar los materiales más fuertes está perfectamente equipada para el uso en áreas de enfermería, medicina general, paramédicos, entre otros.
- ✓ Perfectas para cortar ropa, vendajes, etc.
- ✓ Mantenimiento de las tijeras: Desinfecte las tijeras una vez haya hecho uso de ellas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material del mango: plástico.
- ✓ Material de la hoja: acero inoxidable.
- ✓ Medida: 15 cm.
- ✓ Peso neto: 33g.
- ✓ Tipo: dispositivo de primeros auxilios.
- ✓ Información del embalaje: 27.5 x 25.5 x 41.5cm, 200 piezas/ caja, 11.6kg.
- ✓ Certificación: CE.
- ✓ Muy resistente y duradera.
- ✓ Nombre comercial: Tijera de trauma.

