

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El torniquete de combate es una herramienta vital para evitar hemorragias extremas o desangramientos.
- ✓ Ideal para cualquier servicio de Emergencias (Ambulancias, Rescate, Protección Civil, Militares, etc.).
- ✓ Una banda de constricción real para aumentar la presión constrictiva y la comodidad del paciente.
- ✓ Diseño de hebilla de cierre rápido, de conexión rápida, que permite un cambio de ruta rápido de la banda alrededor de las extremidades atrapadas sin volver a enhebrar.
- ✓ Bajo perfil, componentes de aleación de peso más ligero, proporcionando la resistencia requerida y la durabilidad.
- ✓ Método de aplicación individual, independientemente de la ubicación.
- ✓ Torniquete táctico y tamaño reducido para un almacenamiento más fácil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Tamaño: 3,8 x 95 cm.
- ✓ Tamaño plegado: 18 x 5 x 3.8cm.
- ✓ Material: Nylon, correa de nylon + varilla de metal.
- ✓ Peso neto: 100 g.
- ✓ Tipo: dispositivo de primeros auxilios.
- ✓ Certificación: CE.
- ✓ Color: Negro.
- ✓ Nombre comercial: torniquete táctico.

