BALANZA ANALITICA DE 220 GR

MARCA: RADWAG MODELO: AS 220.R1

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La BALANZA ANALITICA DE 220 GR RADWAG AS 220.R1 tienen una cámara de pesaje espaciosa, y el gran espacio libre de la puerta abierta, permite el libre acceso al platillo de pesaje y el uso de recipientes de laboratorio de varios tamaños.
- ✓ La estabilidad del sistema de medición está garantizada por una mejor base de balanza hecha de aluminio.
- ✓ Gracias al sistema DUAL-CLICK, el desmontaje y montaje de la cámara de pesaje se realiza sin el uso de herramientas, y la construcción especial de las guías de vidrio de la cámara de pesaje (sin bordes) facilita significativamente la limpieza del dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Máxima capacidad [Max]: 220 g.
- ✓ Mínima capacidad [Min]: 10 mg.
- ✓ Legibilidad [d]: 0,1 mg.
- ✓ Rango de tara: -220 g.
- ✓ Pesada mínima USP 140: 10 mg.
- ✓ Pesada mínima (U=1, k=2): 14 mg.
- ✓ Repetibilidad estándar [Máx.]: 0,08 mg.
- ✓ Repetibilidad estándar [5% Máx.]: 0,07 mg.
- ✓ Repetibilidad permitida [Máx.]: 0,1 mg.
- ✓ Repetibilidad permitida [5% Máx.]: 0,09 mg.
- ✓ Linealidad: ±0,2 mg.
- ✓ Tiempo de estabilización: 2 s.
- ✓ Calibración: Externa.
- ✓ Clase OIML: NO.
- ✓ Sistema de nivelación manual.
- ✓ Pantalla: 5,3 pulgadas LCD (con retroiluminación).
- ✓ Puerta de la cámara de pesaje: Manual.
- ✓ Elementos del set: Balanza, platillo, protección del platillo, protección inferior, adaptador de CA.



PROCEDENCIA: CHINA

EDUMED IMPORT S.A.C EQUIPOS MÉDICOS

GARANTÍA 1 AÑO

BALANZA ANALITICA DE 220 GR

MARCA: RADWAG MODELO: AS 220.R1

- ✓ Dimensión del platillo: Ø100 mm.
- ✓ Dimensiones de embalaje: An x Pr x Al 490 x 400 x 520 mm.
- ✓ Masa neta: 7,3 kg.
- ✓ Masa bruta: 9,3 kg.
- ✓ Grado de protección IP: IP 43.
- ✓ Conectividad: 2xRS232, 2xUSB-A (Intercambiable), USB-B, Wi-Fi (Opcional).
- ✓ Alimentación del adaptador: 100–240 V AC 50/60 Hz, 0,6 A; 12 V DC 1,2 A / Balanza: 12–15 V DC, 0,4 A máx.
- ✓ Temperatura de trabajo: +10 a +40 °C.
- ✓ Humedad relativa de aire: 40 % – 80 %.



PROCEDENCIA: CHINA

GARANTÍA 1 AÑO