BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PEDIATRICO

MARCA: ONEMED MODELO: OD231B

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La Balanza Digital con Tallímetro pediatrico es un equipo electrónico diseñado para medir el peso y la longitud de bebés y niños pequeños.
- ✓ Cuenta con una plataforma ergonómica, pantalla digital y sistema de medición de alta precisión, permitiendo realizar controles de crecimiento de manera práctica y confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Capacidad máxima: 25 kg.
- ✓ División / Resolución: 5 g.
- ✓ Rango de medición: 100 g a 25 kg.
- ✓ Unidades de medición: Kilogramos (kg) y libras (lb).
- ✓ Dimensiones del producto: 60,4 × 36 × 8,9 cm.
- ✓ Alimentación: 4 pilas AAA de 1,5 V.
- ✓ Baterías: No incluidas.
- ✓ Aprobaciones: CE y RoHS.
- ✓ Tipo de equipo: Balanza electrónica digital.
- ✓ Aplicación: Pesaje y medición de longitud de bebés y niños pequeños.



PROCEDENCIA: CHINA

GARANTÍA 1 AÑO